

- Se laver les mains.
- Mettre l'enfant sur le dos, les jambes écartées.
- Faire une **toilette soigneuse** au savon du méat urinaire et des organes génitaux (vulve et périnée chez la fille, gland et prépuce chez le garçon), rincer et bien sécher.
- La peau doit être propre et sèche.
- Détacher et jeter la découpe centrale du sac collecteur.
- Retirer le revêtement qui protège l'adhésif.
- Appliquer soigneusement pour garantir une bonne adhérence.
- Ne pas dépasser 30 minutes de pose du sac collecteur. Au delà de ce temps, placer un nouveau sac après avoir recommencé le nettoyage.
- Enlever le sac collecteur délicatement dès la miction terminée.
- Placer le sac collecteur en position verticale dans le pot stérile, rouler soigneusement le haut du sac pour éviter les fuites d'urine et refermer le pot.



Noter sur le flacon, le Nom et Prénom, la date et l'heure du recueil.

- Signaler au laboratoire la prise ou non d'antibiotique ou d'antiseptique urinaires.
- Conserver le flacon entre 2 et 8°C et l'acheminer au laboratoire dans les plus brefs délais.
- **Joindre l'ordonnance à la fiche de transmission**

Veuillez transmettre votre flacon avec cette fiche complétée et avec l'ordonnance.



**Ne pas oublier de noter sur le flacon :
le Nom et Prénom, ainsi que la date et l'heure de recueil**



Nom :

Prénom :

Date de naissance :

N° de téléphone :

Adresse :

Date du recueil :

Heure du recueil :

Traitement antibiotique prescrit :

Traitement antibiotique pris avant recueil : Oui Non

Contrôle après traitement antibiotique : Oui Non

Date d'arrêt du traitement :