


Ces examens sont à effectuer, si possible, lors des épisodes de diarrhée, à distance de tout traitement antibiotique.


Ne pas utiliser de suppositoires laxatifs pour provoquer l'émission des selles. **Utiliser uniquement le matériel fourni.**



NE PAS INGERER

Pot à selles + Ecouvillon de conservation (Swab)


les selles **ne doivent pas**
entrer en contact avec l'urine



Émettre les selles directement dans le pot en prenant
soin de **ne pas entrer en contact avec l'urine.**


Pour un nourrisson : possibilité de récupérer les selles dans la couche et de les placer dans le pot. **Le préciser sur le pot !**

- 1




Avec l'écouvillon (coton tige), piquer la selle.
NE PAS TROP CHARGER l'écouvillon,
la pointe doit juste être colorée.

2




Ne pas renverser le contenu du tube.
Mettre l'écouvillon dans le tube et casser la tige au
niveau indiqué en la pliant contre le bord du tube.
Reboucher fermement le tube.
- 3




Agiter le tube.

4



Refermer bien le pot

Inscrire votre nom, prénom
et date de naissance sur le pot et le tube.
- 5



Apporter au laboratoire l'ensemble (pot + tube) :

 - Coproculture : le plus rapidement possible et au plus tard dans les 24 heures à température ambiante.
 - Parasitologie : dans les 3 heures à température ambiante, ce délai peut être prolongé à 24 heures dans le cas d'une technique par PCR.
 - Virologie : dans les 6 heures à température ambiante.

Veuillez transmettre votre flacon avec cette fiche complétée et avec l'ordonnance.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

N° de téléphone :

Adresse :

Date du recueil :

Heure du recueil :

Voyage à l'étranger : Oui Non

Si Oui, quel pays :

Date du voyage :

Traitement antibiotique prescrit :

Traitement antibiotique pris avant recueil : Oui Non

Contrôle après traitement antibiotique : Oui Non **Date d'arrêt du traitement :**